

検体採取綿棒ラインナップ


EOG
滅菌済

日本製

一般医療機器 医科用捲綿子

平和メディクの検体採取綿棒(スワブ)

インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス (COVID-19) などの検査では、咽頭や鼻腔からの拭い液を用いることが一般的です。平和メディクでは、これらの拭い液の採取用具として様々な商品を取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。全て個包装・滅菌済のため安心してお使いいただけます。



製品仕様

1.メディクスワブ 滅菌綿棒 F-RY

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、長年の採用実績があるレーヨンを使用しています。

被験者の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。

綿棒のサイズ
全長 : 156mm
綿球長 : 13mm
綿球径 : 3mm



2.メディクスワブ 滅菌綿棒 PL6S-RY

主に咽頭拭い液採取用の綿棒です。

採取部には、長年の採用実績があるレーヨンを使用しています。

軸は、操作性を考え、十分な強度・弾力のあるポリプロピレン軸を採用しています。

綿棒のサイズ
全長 : 149mm
綿球長 : 15mm
綿球径 : 5.5mm



3.メディクスワブ 滅菌綿棒 PL6S-RY 輸送チューブ付

主に咽頭拭い液採取用の綿棒です。


採取部には、長年の採用実績があるレーヨンを使用しています。

軸は、操作性を考え、十分な強度・弾力のあるポリプロピレン軸を採用しています。

検体採取後の綿棒を格納及び輸送できるチューブがセットになっています。チューブに入れることで検体採取後の綿棒を安全に輸送できます。

綿棒のサイズ
全長 : 149mm
綿球長 : 15mm
綿球径 : 5.5mm

輸送チューブ
材質 : ポリエチレン
外形寸法 : $\Phi 12 \times 165$ mm



商品名	コード	入数	個包装 幅×高さ[mm]	化粧箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[g]	外箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[kg]	JANコード	医療機器届出番号
メディクスワブ 滅菌綿棒 F-RY	4928	100本×10箱	190×50	210×110×85 200	570×225×190 2.2	4976558003311	21B2X10012000042
メディクスワブ 滅菌綿棒 PL6S-RY	4929	100本×10箱	200×50	210×110×85 200	570×225×190 2.2	4976558003328	21B2X10012000043
メディクスワブ 滅菌綿棒PL6S-RY (輸送チューブ付)	4971	20本×10箱	220×70	210×110×85 180	570×225×190 2.0	4976558003809	21B2X10012000050

当社ラインナップ品の購入、または、OEMに関しては、下記よりお気軽にお問合せ下さい。

平和メディク株式会社 <https://www.heiwamedic.com/>

本社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地
TEL: 0577-33-0511 FAX: 0577-33-0819

東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-11
石川COビル202号 TEL: 03-3258-0966

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-7-4
新大阪生原ビル201号 TEL: 06-6307-1666