

検体採取綿棒ラインナップ

EOG
滅菌済
日本製

一般医療機器 医科用捲綿子

平和メディクの検体採取綿棒(スワブ)

インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス (COVID-19) などの検査では、咽頭や鼻腔からの拭い液を用いることが一般的です。平和メディクでは、これらの拭い液の採取用具として様々な商品を取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。全て個包装・滅菌済のため安心してお使いいただけます。



製品仕様

1. メディクスワブ滅菌綿棒 F-RY

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。
採取部には、長年の採用実績があるレーヨンを使用しています。
被験者の身体的負担を減らすために、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。



2. メディクスワブ滅菌綿棒 PL6S-RY

主に咽頭拭い液採取用の綿棒です。
採取部には、レーヨンを使用しています。
軸は、操作性を考え、十分な強度・弾力のあるポリプロピレン軸を採用しています。



3. 植毛綿棒 鼻腔用

主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の植毛綿棒です。
採取部には、ナイロンを使用しています。
軸については、メディクスワブ滅菌綿棒 F-RYと同様に、挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。



※本製品はコパン社のライセンス許諾品です。

商品名	コード	入数	個包装 幅×高さ[mm]	化粧箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[g]	外箱 幅×奥行×高さ[mm] 重量[kg]	JANコード	医療機器届出番号
メディクスワブ 滅菌綿棒 F-RY	4928	100本×10箱	190×50	210×110×85 200	570×225×190 2.2	4976558003311	21B2X10012000042
メディクスワブ 滅菌綿棒 PL6S-RY	4929	100本×10箱	200×50	210×110×85 200	570×225×190 2.2	4976558003328	21B2X10012000043
植毛綿棒 鼻腔用	4926	100本×10箱	190×50	210×110×85 190	570×225×190 2.1	4976558003229	21B2X10012000041

当社ラインナップ品の購入、または、OEMに関しては、下記よりお気軽にお問合せ下さい。

 **平和メディク株式会社** <http://www.heiwamedic.com/>

本 社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町180番地 TEL 0577-33-0511 FAX 0577-33-0819
東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番11号 石川ビル202号 TEL 03-3258-0966
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目2番3号 第7地産ビル505号 TEL 06-6307-1666